

d-Xylose i.U. (Konz.)

Abnahmevorschrift	Analytik außerhalb, Probenversand nur für UKD-interne Einsender Verwendung spezieller Vorlagelösungen für kapillare Blutabnahme (Labor Poliklinik, Tel.: 3273)
Einheit	g/L
Material	Urin
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	Versand
Verfahren	Kolorimetrisch
letzte Änderung	02.01.2025 00:36