

## C1q-Ak (AAK geg.Komplementfaktor C1q) i.S.

<b>Abnahmevorschrift</b>	<p>Letzte Änderung: 07.02.2023 (Röber)</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen: -Serum-Monovette Lagerung bei Raumtemperatur bis 8h, bis 3 Tage bei 2-8 °C, darüber hinaus Probe bei -20 °C einfrieren. Eingefrorene Proben müssen nach dem Auftauen und vor dem Testen gut durchgemischt werden.</p> <p>Einflussgrößen: Erhöhte Konzentrationen an Immunkomplexen oder anderen Immunglobulin-Aggregaten in der Probe können zu falsch positiven Ergebnissen führen.</p> <p>Störgrößen: Keine gesonderten Hinweise.</p>
<b>Einheit</b>	U/mL
<b>Material</b>	Serum Immunologie
<b>Probengefäß</b>	Serum-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Referenzbereich</b>	extrem erhöht: 29.9 <20
<b>Verfahren</b>	EIA
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:15