

## ANA-RNP-70 i.S.

<b>Abnahmevorschrift</b>	siehe Eintrag Analysen-Nr. 26901 (ANA-Screen): Übersicht Autoimmundiagnostik im IKL letzte Aktualisierung: 01.06.2019 (neum.)
<b>Einheit</b>	U/mL
<b>Material</b>	Serum Immunologie
<b>Probengefäß</b>	Serum-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Referenzbereich</b>	extrem erhöht: 10.0 <7 (gw.7-10)
<b>Verfahren</b>	FIA
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:07