

SAE1 (AAK gg.small ubiquitin-like modifier activating enzyme) i.S.

Abnahmevorschrift	Letzte Änderung 02.03.2023 (Röber) Abnahme-/Transportbedingungen: -Serum-Monovette -Lagerung bei Raumtemperatur bis 8h, bis 2 Tage bei 2-8 °C, darüber hinaus Probe bei -20 °C einfrieren. Eingefrorene Proben müssen nach dem Auftauen und vor dem Testen gut durchgemischt werden. Einflussgrößen: Keine gesonderten Hinweise. Störgrößen: Keine gesonderten Hinweise.
Material	Serum Immunologie
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	nicht akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 2 negativ
Verfahren	BLOT
letzte Änderung	29.11.2024 11:02