

Cortisol i.U.(pro Tag)

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung: 30.05.2018 (Men)</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen: - Bestimmung erfolgt im Urin - Erfolgt der Test nicht sofort, können Urinproben bis zur Analyse bis zu 14 Tagen bei 2-8°C oder für längere Lagerung bei -20°C aufbewahrt werden [1].</p> <p>Einflussgrößen: - Makrohämaturie stört die Bestimmung, so dass diese Urinproben nicht untersucht werden sollten.</p> <p>Störgrößen: - der Test wird beeinflusst durch Makrohämaturie</p>									
Einheit	nmol/24h									
Material	Sammelurin									
Probengefäß	Urin-Monovette									
Probenvolumen	10 ml									
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert									
Referenzbereich	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alter</th> <th>extrem erhöht</th> <th>Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 18J</td> <td></td> <td>nicht definiert</td> </tr> <tr> <td>> 18J</td> <td>500.0</td> <td>11.8 - 485.6</td> </tr> </tbody> </table>	Alter	extrem erhöht	Referenzbereich	≤ 18J		nicht definiert	> 18J	500.0	11.8 - 485.6
Alter	extrem erhöht	Referenzbereich								
≤ 18J		nicht definiert								
> 18J	500.0	11.8 - 485.6								
letzte Änderung	29.11.2024 11:29									