

Epidermale Basalmembran-Ak i.S.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung 03.03.2023 (Röber) Abnahme-/Transportbedingungen: -Serum-Monovette -Lagerung bei Raumtemperatur bis 8h, bis 2 Tage bei 2-8 °C, darüber hinaus Probe bei -20 °C einfrieren. Eingefrorene Proben müssen nach dem Auftauen und vor dem Testen gut durchgemischt werden. Einflussgrößen: Keine gesonderten Hinweise. Störgrößen: Herstellerangabe: Hämolytische, lipämische und ikterische Proben zeigten keinen Einfluss auf das Analyseergebnis. Kreuzreaktionen sind unwahrscheinlich. |
| Einheit | Titer |
| Material | Serum Immunologie |
| Probengefäß | Serum-Monovette |
| Probenvolumen | 10 ml |
| Qualitätsmanagement-Status | akkreditiert |
| Referenzbereich | extrem erhöht: 159 Kommentar: Referenzbereich: keine Reaktion bei Titer 1:10 |
| Verfahren | IFT |
| letzte Änderung | 02.01.2025 00:24 |