

CA 19-9 i.S. (ECLIA, Fa.Roche)

Abnahmevorschrift	Letzte Änderung: 21.05.2021 (cho) Abnahme-/Transportbedingungen: - Die Proben können bei 2-8C° 14 Tage, bei 20-25 C° 5 Tage und bei -20C° 3 Monaten gelagert werden. Störgrößen: - der Test wird beeinflusst durch Hämolyse, Lipämie und Ikterus
Einheit	U/mL
Häufigkeit	werktags, normalschichtig
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 37.0 < 34.0
Verfahren	ECLIA
letzte Änderung	29.11.2024 11:25