

Clozapin i.S. (LC-MS)

Abnahmevorschrift	letzte Änderung: 21.03.2018 (GW) Abnahmebedingungen: - Serum-Monovette, - Blutabnahme im steady state vor nächster Gabe (Talspiegel) Einflussgrößen: - Induktoren/Inhibitoren von CYP 1A2 (2C19, 2D6, 3A4), z.B. Tabakrauch - Alter, Geschlecht
Einheit	µg/L
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 1000 ther.Ber.: 350-600 Kommentar: ther. Bereich: 350-600 toxisch ab: 1000
Verfahren	LC/MS
letzte Änderung	11.01.2025 00:02