

Leukozytenzylinder i.U. UD

Abnahmevorschrift	<p>Für eine valide Analytik des Urinsediments ist eine intakte Zellmorphologie sowie kein Bakterienwachstum nach der Probennahme von besonderer Bedeutung.</p> <p>Es wird die Einsendung von >10 ml Morgen- und Mittelstrahlurin, möglichst innerhalb von 30 min nach Miktion, empfohlen.</p>
Material	Urin
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
letzte Änderung	19.05.2023 17:29