

Insulin-Ak i.S. im Serum Immunologie (U/mL)^[1]

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung: 23.07.2024 (Röber)</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen: -Serum-Monovette Lagerung bei Raumtemperatur bis 8h, bis 2 Tage bei 2-8 °C, darüber hinaus Probe bei -20°C einfrieren. Eingefrorene Proben müssen nach dem Auftauen und vor dem Testen gut durchgemischt werden.</p> <p>Einflussgrößen: Keine gesonderten Hinweise.</p> <p>Störgrößen: Keine gesonderten Hinweise.</p>
Einheit	U/mL
Material	Serum Immunologie
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 9.9 <10
Verfahren	EIA
letzte Änderung	02.01.2025 00:28