

Cholesterol i. Punktat*

Abnahmevorschrift	Letzte Aktualisierung: 25.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Abnahme Monovette ohne Zusätze - für exakte Interpretation immer aktuelles Serum-Cholesterol mit bestimmen (Serum-Gel-Monovette)
Einheit	mmol/L
Häufigkeit	täglich, normalschichtig
Material	Punktat
Probengefäß	Punktat-Spezialgefäß
Qualitätsmanagement-Status	nicht akkreditiert
Referenzbereich	siehe Laborkatalog
Verfahren	Enzymatisch
letzte Änderung	01.09.2023 00:02