

## Fischerquotient i.P.

<b>Abnahmevorschrift</b>	berechnet aus den Konzentrationen von Plasma-Aminosäuren: Relation der Summe verzweigtkettiger Aminosäuren zur Summe aromatischer Aminosäuren
<b>Material</b>	Plasma (EDTA-Blut)
<b>Material</b>	Plasma (Li-Heparin) gekühlt
<b>Probengefäß</b>	EDTA-Monovette
<b>Probengefäß</b>	Lithium-Heparinat-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	2.7 ml
<b>letzte Änderung</b>	19.05.2023 17:05