

CD20+ (CD3-CD20+)

Einheit	%														
Häufigkeit	Materialannahme nur bis Freitag 12.00 Uhr														
Material	EDTA-Blut														
Probengefäß	EDTA-Monovette														
Probenvolumen	2.7 ml														
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert														
Referenzbereich	<table border="1"><thead><tr><th>Alter</th><th>Referenzbereich</th></tr></thead><tbody><tr><td>≤ 1J3M</td><td>n.def.</td></tr><tr><td>1J3M - 2J</td><td>15.0 - 31.0</td></tr><tr><td>2J - 5J</td><td>17.0 - 33.0</td></tr><tr><td>5J - 10J</td><td>10.0 - 29.0</td></tr><tr><td>10J - 16J</td><td>11.0 - 25.0</td></tr><tr><td>> 16J</td><td>7.0 - 23.0</td></tr></tbody></table>	Alter	Referenzbereich	≤ 1J3M	n.def.	1J3M - 2J	15.0 - 31.0	2J - 5J	17.0 - 33.0	5J - 10J	10.0 - 29.0	10J - 16J	11.0 - 25.0	> 16J	7.0 - 23.0
Alter	Referenzbereich														
≤ 1J3M	n.def.														
1J3M - 2J	15.0 - 31.0														
2J - 5J	17.0 - 33.0														
5J - 10J	10.0 - 29.0														
10J - 16J	11.0 - 25.0														
> 16J	7.0 - 23.0														
Verfahren	Flowzytometrie														
letzte Änderung	02.01.2025 00:15														