

## Molybdän i.P.\*

<b>Abnahmevorschrift</b>	letzte Änderung: 03.07.2017 (Pei)  Präanalytik: Blutabnahme mit 5 mL Vorlauf oder OHNE Edelstahlkanüle in Lithium-Heparin-Monovette - Beispiele für entsprechende Abnahmegefäße  Sarstedt S-Monovette Metallanalytik 7,5mL (01.1604.400; SAP-Nr. UKD 200019) Sarstedt Spezialkanüle 21G für Metallanalytik (85.1162.600; SAP-Nr. UKD 200020) (aus: <a href="https://www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-polikliniken-institute/ikl/dokumente/va-alg-q-0409v2_prin">https://www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-polikliniken-institute/ikl/dokumente/va-alg-q-0409v2_prin</a>  Störgrößen: Hämolyse
<b>Einheit</b>	µg/L
<b>Material</b>	Metall-LH
<b>Probengefäß</b>	Metall-LH
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	nicht akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	< 1,0
<b>letzte Änderung</b>	25.08.2023 00:07