

HepTEM Max. Clot-Festigkeit

Abnahmevorschrift	Venös, Na-Citrat-Vollblut (3 ml) separat zu sonstiger Gerinnungsanalytik, rascher Probentransport in das Labor, Analytik muss innerhalb von 2 Stunden erfolgen
Einheit	mm
Material	Citrat-Blut (unzentrifugiert)
Probengefäß	Citrat-Blut (unzentrifugiert)
Probenvolumen	1.5 ml
Referenzbereich	50 - 72
letzte Änderung	29.11.2024 11:36