

Trizyk.Antidepressiva i.U.

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung: 14.06.2024 (wo)</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen: - keine besonderen Maßnahmen erforderlich - Urinmanipulation durch Patienten ausschließen (Prüfung der Probenintegrität erfolgt qualitativ über pH-Wert und Kreatinin-Gehalt des Urins)</p> <p>Störgrößen: - Medikamente können zu falschen Ergebnissen führen (siehe Hinweise zur Interpretation)</p>
Material	Urin
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 1 cut-off 1000ng/ml
letzte Änderung	31.03.2025 01:45