

## Felbamat i.S. (LC-MS)

<b>Abnahmevorschrift</b>	Abnahme-/Transportbedingungen: - Serum-Monovette (keine Blutabnahmeröhrchen mit Gel-Separatoren)  voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - 2-3 Werktage
<b>Einheit</b>	mg/L
<b>Material</b>	Serum
<b>Probengefäß</b>	Serum-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	extrem erhöht: 150 ther.Ber.: 30-110 Kommentar: ther. Bereich: 30-110 toxisch ab: 150
<b>Verfahren</b>	LC/MS
<b>letzte Änderung</b>	18.03.2026 15:45