

IgE Gentamycin - HSA c60

Abnahmevorschrift	. -diese spez.IgE-Anforderungen ist aus fachlichen Gründen eingestellt- . Details zur spez. IgE-Bestimmung (Typ-I-Allergie) siehe bitte iXCAT-Eintrag IgE,gesamt (Analysen-Nr. 7053, a-IgE)
Einheit	kU/L
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Referenzbereich	extrem erhöht: 17.50 <0.35kU/l(RAST-Kl.0)
letzte Änderung	29.11.2024 11:41