

## Cortisol i. U.(Konz.)

<b>Abnahmevorschrift</b>	Präanalytik: Für die Bestimmung der Cortisolausscheidung (freies Kortisol im 24h Sammelurin) ist die Einsendung von Sammelurin mit Angabe von Sammelmenge und Sammelzeit erforderlich. Details s.a. Cortisol i.SU (Sammelurin)
<b>Einheit</b>	nmol/L
<b>Häufigkeit</b>	wöchentlich
<b>Material</b>	Sammelurin
<b>Probengefäß</b>	Urin-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Verfahren</b>	RIA
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:22