

Thrombozyten i.B. (EDTA)

Abnahmevorschrift	Zum Ausschluß einer EDTA-und Citrat-induzierten Thrombozytopenie besteht die Möglichkeit der Bestimmung Thrombozyten aus einer EDTA-ThromboExact-Monovette																		
Alternative Messeinheit	pro nL																		
Einheit	Gp/L																		
Häufigkeit	Notfallparameter, ganztägig																		
LOINC	777-3																		
Material	EDTA-Blut																		
Probengefäß	EDTA-Monovette																		
Probenvolumen	2.7 ml																		
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert																		
Referenzbereich	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alter</th> <th>extrem erniedrigt</th> <th>extrem erhöht</th> <th>Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 4W</td> <td>80</td> <td>700</td> <td>150 - 400</td> </tr> <tr> <td>4W - 18J</td> <td>80</td> <td>700</td> <td>150 - 400</td> </tr> <tr> <td>> 18J</td> <td>80</td> <td>700</td> <td>150 - 400</td> </tr> </tbody> </table>			Alter	extrem erniedrigt	extrem erhöht	Referenzbereich	≤ 4W	80	700	150 - 400	4W - 18J	80	700	150 - 400	> 18J	80	700	150 - 400
Alter	extrem erniedrigt	extrem erhöht	Referenzbereich																
≤ 4W	80	700	150 - 400																
4W - 18J	80	700	150 - 400																
> 18J	80	700	150 - 400																
Umrechnungsfaktor	1 (Hinweis: Ergebnis * 1 = Wert in pro nL)																		
Verfahren	Elektronische Zählung																		
letzte Änderung	29.11.2024 11:08																		