

## Eosin.Kation.Prot. i.S.

<b>Abnahmevorschrift</b>	Letzte Aktualisierung: 01.02.2016 (neum.) Präanalytik: - nach Blutabnahme sofortiger Transport ins Labor - Bestimmung im Serum, Abtrennung von zellulären Bestandteilen spätestens 2 Stunden nach Blutabnahme - Störung: Hämolyse (falsch hohe Werte)
<b>Einheit</b>	µg/L
<b>Häufigkeit</b>	werktags, normalschichtig
<b>Material</b>	Serum
<b>Probengefäß</b>	Serum-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	extrem erhöht: 50.00 < 13,30
<b>Verfahren</b>	FEIA
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:24