

Neopterin i.Liquor

Abnahmevorschrift	Letzte Aktualisierung:191214 be Präanalytik: Polypropylenröhrchen								
Einheit	nmol/L								
Häufigkeit	wöchentlich								
Material	Liquor								
Probengefäß	Liquor-Röhrchen								
Probenvolumen	1 ml								
Referenzbereich	<table border="1"><thead><tr><th>Alter</th><th>Referenzbereich</th></tr></thead><tbody><tr><td>≤ 20J</td><td>nicht definiert</td></tr><tr><td>20J - 60J</td><td><5.5</td></tr><tr><td>> 60J</td><td>nicht definiert</td></tr></tbody></table>	Alter	Referenzbereich	≤ 20J	nicht definiert	20J - 60J	<5.5	> 60J	nicht definiert
Alter	Referenzbereich								
≤ 20J	nicht definiert								
20J - 60J	<5.5								
> 60J	nicht definiert								
Verfahren	ELISA								
letzte Änderung	02.01.2025 00:31								