

Zink i.U. (Konz.)

Abnahmevorschrift	letzte Änderung: 05.12.2017 (Pei) Präanalytik: - 24-Std.-Sammelurin (Aliquot in einer Urin-Monovette einsenden) - Angabe Sammelvolumens und -zeit - Aufgrund fehlender Referenzbereiche für Zinkkonzentrationen in Spontanurin wird die Verwendung von 24h-Sammelurin empfohlen! - keine valide Interpretation von Zinkkonzentrationen im Spontanurin möglich Störgrößen: unvollständige Urinsammlung
Einheit	µmol/L
Häufigkeit	wöchentlich
Material	Sammelurin
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Verfahren	AAS Flammentechnik
bevorzugte Probenart	URIN&30
letzte Änderung	02.01.2025 00:36