

Aripiprazol i.S. (LC-MS)

Abnahmevorschrift	letzte Änderung: 21.03.2018 (GW) Abnahmebedingungen: - Serum-Monovette, - Blutabnahme im steady state vor nächster Gabe (Talspiegel) Einflussgrößen: - Induktoren/Inhibitoren von CYP 2D6, 3A4
Einheit	µg/L
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 1000 ther.Ber.: 150-500
Verfahren	LC/MS
letzte Änderung	11.01.2025 00:02