

Hu-Ak i.S.

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung 03.03.2023 (Röber)</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen: -Serum-Monovette -Lagerung bei Raumtemperatur bis 8h, bis 2 Tage bei 2-8 °C, darüber hinaus Probe bei -20 °C einfrieren. Eingefrorene Proben müssen nach dem Auftauen und vor dem Testen gut durchgemischt werden.</p> <p>Einflussgrößen: Keine gesonderten Hinweise.</p> <p>Störgrößen: Herstellerangabe: Hämolytische, lipämische und ikterische Proben zeigten keinen Einfluss auf das Analyseergebnis. Kreuzreaktionen sind unwahrscheinlich.</p>
Einheit	Titer
Material	Serum Immunologie
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	Kommentar: Referenzbereich: keine charakteristische Fluoreszenz
Verfahren	IFT
letzte Änderung	02.01.2025 00:26