

## TSH (neonatal) i.TB.

<b>Abnahmevorschrift</b>	Trockenblut auf Spezial-Filterpapier als Probenträger, verbunden mit Datenteil (Bezug über Screening- und Stoffwechsellabor, Tel. 458 5230) Probengewinnung durch frei auf Markierungen des Filterpapieres tropfendes Kapillar- oder Venenblut ohne Zusätze (ca. 50 µl je Kreis), das nach ca. 2 Stunden Trocknen bei Raumtemperatur weitergeleitet werden kann (s. Testkarten-Rückseite)
<b>Einheit</b>	mIU/mL
<b>Häufigkeit</b>	Mo - Sa, normalschichtig
<b>Material</b>	Trockenblut
<b>Probengefäß</b>	Trockenblutkärtchen
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	<15
<b>Verfahren</b>	semiquantitative Methode, Fluoreszenzimmunoassay
<b>letzte Änderung</b>	19.05.2023 17:42