

class-sw. Plasmablast.(CD20-/IgM-/CD27+) im CPT System (GPt/L)

Abnahmevorschrift	EDTA Vollblut Die Durchflusszytometrie wird für einen Materialeingang im Labor von Montag bis Freitag 12.00 angeboten. Immunphänoptypisierungen können zumeist ohne Qualitätsverlust innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden. Zelluläre Blutbestandteile weisen ca. 5-10% niedrigere Werte bei Abnahme der Probe im Liegen auf.
Einheit	GPt/L
Material	CPT System
Probengefäß	Vacutainer CPT System (BD)
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
letzte Änderung	22.08.2023 00:07