

Komplement C3c i.S.

Abnahmevorschrift	Letzte Änderung: 06.10.2015 (sie) Abnahme-/Transportbedingungen: Probenstabilität: 4 Tage bei 15-25°C, 8 Tage bei 2-8°C, 8 Tage bei -15 bis -25°C																			
Einheit	g/L																			
Häufigkeit	werktags, normalschichtig																			
Material	Serum																			
Probengefäß	Serum-Monovette																			
Probenvolumen	10 ml																			
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert																			
Referenzbereich	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alter</th> <th>extrem erniedrigt</th> <th>extrem erhöht</th> <th>Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 3M</td> <td>0.05</td> <td>3.00</td> <td>0.60 - 1.50</td> </tr> <tr> <td>3M - 6M</td> <td>0.05</td> <td>3.00</td> <td>0.70 - 1.60</td> </tr> <tr> <td>> 6M</td> <td>0.05</td> <td>4.00</td> <td>0.90 - 1.80</td> </tr> </tbody> </table>				Alter	extrem erniedrigt	extrem erhöht	Referenzbereich	≤ 3M	0.05	3.00	0.60 - 1.50	3M - 6M	0.05	3.00	0.70 - 1.60	> 6M	0.05	4.00	0.90 - 1.80
Alter	extrem erniedrigt	extrem erhöht	Referenzbereich																	
≤ 3M	0.05	3.00	0.60 - 1.50																	
3M - 6M	0.05	3.00	0.70 - 1.60																	
> 6M	0.05	4.00	0.90 - 1.80																	
Verfahren	Turbidimetrie																			
bevorzugte Probenart	SERUM&10																			
letzte Änderung	29.11.2024 11:55																			