

Glykoprot.IX-CD42a (Baseline)

Abnahmevorschrift	Voranmeldung unter Tel. 2893 unbedingt erforderlich! Präanalytik Gerinnung: Möglichst schonende Venenpunktion, geringe Stauung, langsame Aspiration. Füllung der Monovette bis zur Markierung zur Einhaltung des Mischungsverhältnisses zwischen Citrat und Venenblut erforderlich, Monovette unmittelbar nach der Abnahme schwenken.
Einheit	Rez./Zelle
Häufigkeit	Materialannahme nur bis Freitag 12.00 Uhr
Material	Citrat-Blut
Probengefäß	Citrat-Monovette
Probenvolumen	1.5 ml
Referenzbereich	20,0 - 32,0
Verfahren	Flowzytometrie
letzte Änderung	29.11.2024 11:35