

Alpha-Fetoprotein i.L. [CLIA] (DiaSorin)

Abnahmevorschrift	Aktualisierung : 30.04.2017 (ko) Die verwendete Methode ist für Liquor nicht CE-zertifiziert und nicht akkreditiert. Präanalytik: - Abnahme, Transport und Lagerung in Polypropylenröhrchen - Der Liquor sollte innerhalb von 2 Stunden in das Labor gesendet werden - die parallele Anforderung des Tumormarkers im Serum ist für die Interpretation erforderlich
Einheit	ng/mL
Material	Liquor
Probengefäß	Liquor-Röhrchen
Probenvolumen	1 ml
Qualitätsmanagement-Status	nicht akkreditiert
Verfahren	CLIA
letzte Änderung	19.05.2023 17:53