

TSH-Rezeptor-AK (TRAK) i.S. (Fa.Roche)

Abnahmevorschrift	<p>Aktualisierung: 23.03.2018 (neum)</p> <p>Präanalytik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serum - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erhöhten Meßwerten führen (ab 10ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum. <p>Hinweis: Methodenumstellung am 09.April 2018 (siehe Laborinformation 01/2018) von KRYPTOR (ThermoFisher) auf Cobas8000, ECLIA-Methode (Roche)</p>
Einheit	U/L
Häufigkeit	wöchentlich
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	<p>extrem erhöht: 7.50</p> <p>Kommentar: TSH-Rezeptor-AK (TRAK):</p> <p>normal: < 1,5 U/L</p> <p>intermediär: 1,5 - 1,75 U/L</p> <p>erhöht: >1,75 U/L (M.Basedow: diagn.Sens. 96%, diagn.Spez.99%)</p>
letzte Änderung	19.05.2023 17:42