

β-Hydroxybutyrat i.S.

Abnahmevorschrift	<p>letzte Aktualisierung: 24.04.2017 (neum.) Präanalytik: Blutabnahme Serum-Monovette, umgehend gekühlt (4grd.C) in das IKL transportieren . Methodenumstellung am 01.12.2015 - siehe Lab.-Info 15/2015 . Hinweis: Methodenumstellung im IKL am 24.04.17 vom System DxC800 auf Cobas8000 (entsprechend Validation: keine signifikanten Unterschiede, keine Änderungen Ref.-bereich und medizinische Bewertung)</p>										
Einheit	µmol/L										
Häufigkeit	täglich, normalschichtig										
Material	Serum										
Probengefäß	Serum-Monovette										
Probenvolumen	10 ml										
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert										
Referenzbereich	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alter</th> <th>Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 1J</td> <td>< 1000</td> </tr> <tr> <td>1J - 7J</td> <td>< 900</td> </tr> <tr> <td>7J - 15J</td> <td>< 300</td> </tr> <tr> <td>> 15J</td> <td>< 290</td> </tr> </tbody> </table>	Alter	Referenzbereich	≤ 1J	< 1000	1J - 7J	< 900	7J - 15J	< 300	> 15J	< 290
Alter	Referenzbereich										
≤ 1J	< 1000										
1J - 7J	< 900										
7J - 15J	< 300										
> 15J	< 290										
Verfahren	Enzymatisch										
letzte Änderung	02.01.2025 00:37										