

## Histamin i.VB.

<b>Abnahmevorschrift</b>	-> Histamin-Bestimmung im VB nicht relevant und eingestellt -> für Forschung bitte Kontakt mit Labor aufnehmen, s.u. -> Alternative: siehe Histamin i.P. und i.U.
<b>Einheit</b>	ng/mL
<b>Material</b>	EDTA-Blut
<b>Probengefäß</b>	EDTA-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	2.7 ml
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:26