

Thyreoglobulin i.S. (ECLIA, Fa.Roche)

Abnahmevorschrift	Aktualisierung: 23.03.2018 (neum) Präanalytik: - Serum, - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erniedrigten Meßwerten führen (ab 30ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum./poi Methodenumstellung am 09.April 2018 (siehe Laborinformation 01/2018) von KRYPTOR (ThermoFisher) auf Cobas8000, ECLIA-Methode (Roche)
Einheit	ng/mL
Häufigkeit	wöchentlich
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 150.00 3.5 - 77.0
Verfahren	Immunologisch
letzte Änderung	02.01.2025 00:35