

## GMP 140 -CD62P (Baseline)

<b>Abnahmevorschrift</b>	Voranmeldung unter Tel. 2893 unbedingt erforderlich! Präanalytik Gerinnung: Möglichst schonende Venenpunktion, geringe Stauung, langsame Aspiration. Füllung der Monovette bis zur Markierung zur Einhaltung des Mischungsverhältnisses zwischen Citrat und Venenblut erforderlich, Monovette unmittelbar nach der Abnahme schwenken.
<b>Einheit</b>	Rez./Zelle
<b>Häufigkeit</b>	Materialannahme nur bis Freitag 12.00 Uhr
<b>Material</b>	Citrat-Blut
<b>Probengefäß</b>	Citrat-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	1.5 ml
<b>Referenzbereich</b>	< 1,0
<b>Verfahren</b>	Flowzytometrie
<b>letzte Änderung</b>	29.11.2024 11:32