

pCO₂ (art./kapillär)

Abnahmevorschrift	arterielle/kapilläre Blutentnahme 2 Kapillaren, Totraum zuvor luftblasenfrei mit Heparinlösung füllen, Stabilität 1 h;
Einheit	kPa
Häufigkeit	Notfallparameter, ganztägig
Material	Kapillarblut
Probengefäß	Kapillare(arterielles o.kapilläres Blut)
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erniedrigt: 4.00 extrem erhöht: 6.38 4.66 - 6.38
Verfahren	Blutgasanalyser
letzte Änderung	19.05.2023 17:49