

Acetoacetat i.S.

Abnahmevorschrift	letzte Aktualisierung: 24.04.2017 (neum.) Präanalytik: Blutabnahme Serum-Monovette, umgehend gekühlt (4grd.C)in das IKL transportieren Hinweis: Methodenumstellung im IKL am 24.04.17 vom System DxC800 auf Cobas8000 (entsprechend Validation: keine signifikanten Unterschiede, keine Änderungen Ref.-bereich und medizinische Bewertung)
Einheit	µmol/L
Häufigkeit	täglich, normalschichtig
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	< 86
letzte Änderung	29.11.2024 11:18