

## S-100 i.S. [ECLIA] (Fa.Roche)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Abnahmevorschrift</b>          | Letzte Aktualisierung: 15.01.2016 (neum.)<br>Präanalytik:<br>- nur Notfall-Parameter SHT (siehe Indikation)<br>- Bestimmung im Serum<br>- Heparin-, EDTA- und Citrat-Plasma sind für Analytik nicht geeignet<br>- Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erniedrigt Meßwerten führen (ab 50ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum. |
| <b>Einheit</b>                    | µg/L   |
| <b>Häufigkeit</b>                 | Notfallparameter, ganztägig  |
| <b>Material</b>                   | Serum  |
| <b>Probengefäß</b>                | Serum-Monovette  |
| <b>Probenvolumen</b>              | 10 ml  |
| <b>Qualitätsmanagement-Status</b> | akkreditiert   |
| <b>Referenzbereich</b>            | extrem erhöht: 1.000<br>< 0.105  |
| <b>Verfahren</b>                  | ECLIA  |
| <b>letzte Änderung</b>            | 02.01.2025 00:33   |