

CK-MB Aktivität i.S. (Differentialdiagnostik)

Abnahmevorschrift	Letzte Aktualisierung: 18.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine besonderen Maßnahmen notwendig, - Hämolyse stört - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - Einflüsse von Medikamentenspiegel: Sulfasalzin und Sulfapyridin können bei signifikanten Konzentrationen zu falsch niedrigen Werten bei der CK-MB-Bestimmung führen (Hintergrund: Störung durch Interferenzen bei der Meßwellenlänge des NAD(H)-Reaktionsprinzips)
Einheit	$\mu\text{mol}/(\text{s}\cdot\text{L})$
Häufigkeit	Notfallparameter, ganztägig
LOINC	13969-1
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	< 0,41
Verfahren	immunologischer UV-Test
letzte Änderung	02.01.2025 00:16