

H.-Chorion-Gonadotr.i.L.[CLIA](SIEMENS)*

Abnahmevorschrift	Aktualisierung: 30.04.2017 (ko) Die verwendete Methode ist für Liquor nicht CE-zertifiziert und nicht akkreditiert. Präanalytik: - Abnahme, Transport und Lagerung in Polypropylenröhrchen - Der Liquor sollte innerhalb von 2 Stunden in das Labor gesendet werden - die parallele Anforderung des Tumormarkers im Serum ist für die Interpretation erforderlich
Einheit	U/L
Häufigkeit	werktags, normalschichtig
Material	Liquor
Probengefäß	Liquor-Röhrchen
Probenvolumen	1 ml
Qualitätsmanagement-Status	nicht akkreditiert
Verfahren	LIA
letzte Änderung	02.01.2025 00:26