

CD56/CD16

Abnahmevorschrift	<p>EDTA Vollblut</p> <p>Die Durchflusszytometrie wird für einen Materialeingang im Labor von Montag bis Freitag 12.00 angeboten. Immunphänoptypisierungen können zumeist ohne Qualitätsverlust innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden.</p> <p>Zelluläre Blutbestandteile weisen ca. 5-10% niedrigere Werte bei Abnahme der Probe im Liegen auf.</p> <p>voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - 1-2 Werktagen</p>
Einheit	%
Klinische Hinweise	Diese Population besteht aus T-Zellen, die zusätzlich Eigenschaften von NK-Zellen aufweisen. Ihr Hauptmerkmal ist die gleichzeitige Expression von CD3 und CD56 .
Material	EDTA-Blut
Probengefäß	EDTA-Monovette
Probenvolumen	2.7 ml
Qualitätsmanagement-Status	Versand
letzte Änderung	18.03.2026 14:28