

Ferritin-Index

Abnahmevorschrift	letzte Änderung 15.09.2015 Ko Ferritin-Index = Rechengröße: löslicher Tranferrinrezeptor / log Ferritin						
Material	Serum						
Probengefäß	Serum-Monovette						
Probenvolumen	10 ml						
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert						
Referenzbereich	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alter</th> <th>Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 16J</td> <td>s. Thomas-Plot</td> </tr> <tr> <td>> 16J</td> <td>s. Thomas-Plot</td> </tr> </tbody> </table>	Alter	Referenzbereich	≤ 16J	s. Thomas-Plot	> 16J	s. Thomas-Plot
Alter	Referenzbereich						
≤ 16J	s. Thomas-Plot						
> 16J	s. Thomas-Plot						
letzte Änderung	31.03.2025 01:13						