

AK g. Pseudomonas aeruginosa

Abnahmevorschrift	Präanalytik: Probengewinnung in Serum-Gelmonovette ohne Antikoagulanz, Probenvolumen: 200 µl Einflussgrößen: leichte Hämolyse, Ikterus, Lipämie sind ohne Auswirkung Lagerung: unverdünnt bei -20°C oder darunter in fest verschließbaren Plastikgefäßen Transport: ungekühlt
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Verfahren	Enzymimmunoassay
letzte Änderung	01.02.2025 00:02