

Kalium i. MU.

Abnahmevorschrift	Letzte Aktualisierung: 24.04.2017 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung i.d.R. im Sammelurin (Angabe von Sammelmenge und -zeit), im Spontanurin und im Morgenurin wenig aussagekräftig Hinweis: Methodenumstellung im IKL am 24.04.17 vom System Dx800 auf Cobas8000 (entsprechend Validation: keine signifikanten Unterschiede, keine Änderungen Ref.-bereich und medizinische Bewertung)
Einheit	mmol/L
Häufigkeit	werktags, normalschichtig
Material	Urin
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	32,0 - 83,0 Kommentar: Referenzbereich Kaliumkonzentration i.U.: Sammelurin (24h): 32,00 - 83,00 mmol/l 1. Morgenurin : 20,00 - 80,00 mmol/l
Verfahren	Ionenselektive Elektrode
letzte Änderung	29.11.2024 11:54