

Vitamin E i.S.

Abnahmevorschrift	letzte Änderung: 11.6.18 (La) Transport-/Abnahmebedingungen: Gewinnung von Serum, Versand lichtgeschützt!, gegebenenfalls im gefrorenen Zustand Besonderheiten: keine																		
Einheit	mg/L																		
Häufigkeit	wöchentlich																		
Material	Serum																		
Probengefäß	Serum-Monovette																		
Probenvolumen	10 ml																		
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert																		
Referenzbereich	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alter</th> <th>extrem erniedrigt</th> <th>extrem erhöht</th> <th>Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 7J</td> <td></td> <td></td> <td>nicht definiert</td> </tr> <tr> <td>7J - 18J</td> <td>2.4</td> <td>19.2</td> <td>4,8 - 12,8</td> </tr> <tr> <td>> 18J</td> <td></td> <td></td> <td>5,0 - 20,0</td> </tr> </tbody> </table>			Alter	extrem erniedrigt	extrem erhöht	Referenzbereich	≤ 7J			nicht definiert	7J - 18J	2.4	19.2	4,8 - 12,8	> 18J			5,0 - 20,0
Alter	extrem erniedrigt	extrem erhöht	Referenzbereich																
≤ 7J			nicht definiert																
7J - 18J	2.4	19.2	4,8 - 12,8																
> 18J			5,0 - 20,0																
Verfahren	HPLC																		
letzte Änderung	02.01.2025 00:36																		