

Neurofilament light i.L.*

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Aktualisierung: 04.04.2017 (ko), 16.11.2023 (Suliman) Die verwendete Methode ist nicht akkreditiert.</p> <p>Präanalytik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abnahme, Transport und Lagerung in Polypropylenröhrchen - Der Liquor sollte innerhalb von 2 Stunden in das Labor gesendet werden - Lagerung in Aliquoten bei -80°C <p>Störfaktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreuzreaktivität der verwendeten Antikörper mit Neurofilament light von Ratten, Rindern und Makaken 										
Einheit	pg/mL										
Material	Liquor										
Probengefäß	Liquor-Röhrchen										
Probenvolumen	1 ml										
Qualitätsmanagement-Status	nicht akkreditiert										
Referenzbereich	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alter</th> <th>Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 30J</td> <td>< 380</td> </tr> <tr> <td>30J - 40J</td> <td>< 560</td> </tr> <tr> <td>40J - 60J</td> <td>< 890</td> </tr> <tr> <td>> 60J</td> <td>< 1850</td> </tr> </tbody> </table>	Alter	Referenzbereich	≤ 30J	< 380	30J - 40J	< 560	40J - 60J	< 890	> 60J	< 1850
Alter	Referenzbereich										
≤ 30J	< 380										
30J - 40J	< 560										
40J - 60J	< 890										
> 60J	< 1850										
letzte Änderung	29.11.2024 11:58										