

IgG Aspergillus versicolor* im Serum (mg/L)^[1]

Abnahmevorschrift	letzte Aktualisierung: 27.01.2017 (neum.) Präanalytik spez.IgG (gültig für alle spez.IgG-Allergenbestimmungen): - Serum-Monovette - Anbnahmebedingungen: keine Besonderheiten - Serumprobenstabilität: Raumtemperatur: 1 Tage bei 2 bis 8grd.C: 1 Wochen bei -15 bis -20grd.C: mindestens 1 Jahr
Einheit	mg/L
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	nicht akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 2000.00 nicht definiert
letzte Änderung	29.11.2024 11:51