

# HOMA-Index

<b>Abnahmevorschrift</b>	<p>Letzte Änderung: 18.07.2018 (Men)</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Die Blutentnahme erfolgt nach 12-stündiger Nahrungskarenz. Die angegebenen Referenzbereiche gelten nur für diese 12-stündige Nahrungskarenz.</li><li>- Für die Bestimmung des HOMA (Homeostasis Model Assessment)-Index ist die Bestimmung des Nüchtern-Insulins im Plasma und des Nüchtern-Glukosespiegels im Plasma (GlucoExact-Monovette, NaF-EDTA-Plasma) erforderlich.</li></ul> <p>Einflussgrößen: siehe Insulin- und Glukose-Bestimmung im Plasma</p>
<b>Häufigkeit</b>	werktags, normalschichtig
<b>Material</b>	Fluorid-EDTA
<b>Probengefäß</b>	Fluorid EDTA Monovette
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	≤1
<b>Verfahren</b>	Rechengröße
<b>letzte Änderung</b>	25.08.2023 00:05