

## Leukozytenzylinder (Sed.)

<b>Abnahmevorschrift</b>	<p>Für eine valide Analytik des Urinsediments ist eine intakte Zellmorphologie sowie kein Bakterienwachstum nach der Probennahme von besonderer Bedeutung.</p> <p>Es wird die Einsendung von &gt;10 ml Morgen- und Mittelstrahlurin, möglichst innerhalb von 30 min nach Miktion, empfohlen.</p>
<b>Häufigkeit</b>	Notfallparameter, ganztägig
<b>Material</b>	Urin
<b>Probengefäß</b>	Urin-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	keine vorhanden
<b>Verfahren</b>	Mikroskopie bzw. Urin-Durchflußzytometrie
<b>letzte Änderung</b>	19.05.2023 17:29