

## Cortisol i.S. im Serum (nmol/L)

<b>Abnahmevorschrift</b>	Letzte Aktualisierung: 06.11.2017 (neum.) (Aktualisierung in Arbeit) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erhöhten Meßwerten führen (ab 70ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum.
<b>Einheit</b>	nmol/L
<b>Häufigkeit</b>	Notfallparameter, ganztägig
<b>Material</b>	Serum
<b>Probengefäß</b>	Serum-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	extrem erniedrigt: 50.0 extrem erhöht: 900.0 124 - 662
<b>Verfahren</b>	LIA
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:22